

	<p>MTEF768 - <b>MODUL-TISCH</b> 850H x 700B x 620T mm</p> <p><u>Kapazität per Abteil</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schienen für 4 Instrumenten Container</li> <li>• 4 Schwerlastauszüge MCES63</li> </ul> <p>Gewicht: Tisch + Schienensystem : 25 KG 8 Auszüge: 13 KG</p>
	<p>MRWE902 - <b>MODUL-Regalwagen</b> mit <b>3 Abteilen</b> 1340H x 1110B x 600T mm</p> <p><u>Kapazität per Abteil</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schienen für 6 Instrumenten Container</li> <li>• 6 Schwerlastauszüge MCES63</li> </ul> <p>Gewicht: Wagen + Schienensystem : 81 KG 18 Auszüge: 30 KG</p> <p><b>Auch als</b> MRWE602 mit <b>2 Abteilen</b> (1340H x 750B x 600T mm)</p>
	<p>MSWE900 (<b>auch als MSWE600 – dann mit 2 Abteilen</b>)</p> <p><b>MODUL-Schrankwagen</b> mit <b>3 Abteilen</b> 1430H x 1150B x 700T mm (Stellvolumen min.: 1435H x 1235B x 765T mm ) * z.B. für Schleusen</p> <p><u>Kapazität per Abteil</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schienen für 6 Instrumenten Container</li> <li>• 6 Schwerlastauszüge MCES63</li> </ul> <p>Gewicht: Wagen + Schienensystem : 108 KG 18 Auszüge: 30 KG</p>
	<p>MREF102</p> <p><b>MODUL Regal fahrbar &lt;-&gt; 1/4 StE-Schienenabstand/ 2 Abteile</b>, 2000H x 745B x 600T mm</p> <p><u>Kapazität per Abteil:</u> Schienen für 11 Instrumenten Container</p> <p>Gewicht: Regal + Schienensystem : 89 KG 22 Auszüge: 35 KG</p> <p><b><u>Auch als</u></b> MREF103 – MODUL Regal fahrbar mit <b>3 Abteilen</b> oderr <b>ohne</b> Räder: MRES102 – MODUL Regal mit <b>2 Abteilen</b> <b><u>Auch als</u></b> MRES103 – MODUL Regal <b>3 Abteilen</b></p>